



TARJETA DE ADULTERACIÓN EN BEBIDAS DRINKTEST

El producto de prueba de adulteración de bebidas GHB & KET es una tarjeta de prueba visual para la detección rápida y cualitativa de GHB (Gamma-hidroxibutirato ácido) y KET (Ketamina) en bebidas.

BENEFICIOS



- DETECTA SUSTANCIAS
EN 10 SEGUNDOS



- PRACTICIDAD
Y FACILIDAD DE USO



- MANEJO
HIGIÉNICO



El área de prueba de GHB cambiará a azul cuando la concentración de GHB sea superior a 1 mg/mL, y el área de prueba de KET cambiará a naranja cuando la concentración de KET sea superior a 2 mg/mL.

No consuma la bebida después de una prueba positiva.



Conmutador: 81 8040.2972